



Analisi quantitativa per la determinazione dei principali cannabinoidi in preparazioni di canapa industriale.

Il campione della preparazione a base di canapa industriale denominato
SUPER DRY POLLEN LOTTO 331821

è arrivato al Laboratorio di analisi chimico-tossicologica in data
ed è stato registrato come 21/CL134.02.

Il campionamento è stato effettuato dal cliente.

L'analisi per la determinazione quantitativa dei principali cannabinoidi (CBDA, CBD, CBN, d9-THC e THCA), riferibile esclusivamente al campione ricevuto ed eseguita in HPLC (SOP/A.071), ha fornito i seguenti risultati:

SAMPLE: 21/CL134.02	
	% p/p
CBDA	3,32
CBD	15,64
CBN	< 0,05
d9-THC	0,07
THCA	0,10
THC totale	0,16
CBD totale	18,55

Calibrazione effettuata con THC, THCA, CBD, CBDA, CBN standard certificati
(con documentazione relativa disponibile in laboratorio).

Si dichiara che di norma tutto il campione fornito viene utilizzato per le analisi, eventuali
eccessi non analizzati resteranno conservati in laboratorio per non oltre 10 giorni.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente.

Milano, 30/07/2021

Il responsabile del Laboratorio
Prof.ssa Gabriella Roda

